

SPIROMETRI VITALOGRAPH



SERIE VITALOGRAPH ALPHA

Spirometro Flessibile Portatile e Completo per Uso con o senza PC

Vitalograph ALPHA

Lo Spirometro Portatile più facile al mondo – anche senza PC

Vitalograph® ALPHATM è lo spirometro preferito dai professionisti delle cure respiratorie di tutto il mondo grazie alla sua facilità d'uso, portabilità, stampante integrata e affidabilità a lungo termine.

- Stampante termica integrata
- Tecnologia di misurazione duratura senza la necessità di costosi sensori monouso, turbine, spirette o tubi di flusso
- Igiene ottimale con i filtri virali batterici (BVFTM)
- Nessuna calibrazione utente richiesta
- Navigazione semplice e intuitiva
- Interpretazione integrata dei risultati della misurazione
- Alimentazione a corrente e/o batteria
- Include tutti i parametri per pazienti adulti e pediatrici nell'ambito dell'assistenza sanitaria generale e della assistenza ospedaliera
- Include Software Interpretativo Vitalograph
- Include le più recenti equazioni e spirali Z previsti per la spirometria GLI



Vitalograph ALPHA Touch

Lo Spirometro Portatile più facile al mondo – anche senza PC

Vitalograph ALPHA Touch è uno spirometro desktop facile da usare e leggero che offre i vantaggi della portabilità e una stampante integrata. Un ampio display touchscreen a colori ad alta risoluzione, combinato con un'intuitiva interfaccia utente basata su icone, rende ALPHA Touch rapido e semplice da utilizzare.

The ALPHA Touch contiene tutte le caratteristiche di ALPHA più:

- La possibilità di utilizzare con o senza un PC
- Touchscreen per una navigazione moderna e intuitiva
- Database di gestione dei pazienti per la memorizzazione di oltre 10.000 pazienti
- Interfaccia utente intuitiva basata su icone
- Scelta di animazioni incentive adatte ai bambini per contribuire a migliorare la cooperazione dei pazienti
- L'aggiornamento opzionale al software Spirotrac® consente lo scambio automatico di dati, tramite protocolli di trasferimento HL7 o GDT, con sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EMR)



Apparecchi

- 65002 Vitalograph ALPHA
- 65502 Vitalograph ALPHA Touch
- 65602 Vitalograph ALPHA Touch con Software Spirotrac

Accessori

- 28350 Vitalograph BVF Filtri antibatterici (50)
- 20303 Serra naso (200)
- 36020 Siringa per calibrazione - 3 Litri


VITALOGRAPH PNEUMOTRAC

Lo Spirometro per PC Ideale per Medicina Generale e del Lavoro

Vitalograph Pneumotrac® è lo spirometro ideale per PC per uso adulto e pediatrico nell'ambito dell'assistenza sanitaria generale e della salute sul lavoro. Pneumotrac viene fornito completo di hardware e software e si collega direttamente al tuo laptop o PC. Il software Vitalograph Spirotrac® sofisticato e intuitivo fornisce l'ambiente perfetto per la raccolta dei dati, la memorizzazione e l'analisi delle tendenze e include le più recenti equazioni GLI e punteggi Z previsti. Le interfacce di comunicazione HL7 e GDT integrate forniscono la piattaforma per lo scambio di dati di test con tutti i comuni sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EMR).



- Spirometro da PC ad alte prestazioni
- Design compatto ed attraente
- Ottimo per esami su adulti e bambini
- Tecnologia di misurazione stabile
- Non necessita di costosi sensori, turbine, spirette o tubi di flusso
- Non necessita di calibrazioni particolari
- Ottima igiene con l'uso dei Filtri antibatterici ed antivirali (BVFTM)
- Potente software Spirotrac® con curve in tempo reale. Interpretazione automatica e curve di trend
- Scelta di animazioni incentive adatte ai bambini per contribuire a migliorare la cooperazione dei pazienti
- Il software Spirotrac® intuitivo rende il vostro sistema espandibile attraverso varie opzioni di espansione del PC, tra cui l'interfaccia con la vostra rete e i sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EMR)
- Include le più recenti equazioni e spirali Z previsti per la spirometria GLI



Spirotrac è compatibile con un largo range di sistemi EMR compreso:

- ✓ EMIS
- ✓ SystemOne
- ✓ Medgate
- ✓ Clinic-All
- ✓ Cohort
- ✓ eOPAS
- ✓ Vision

Apparecchi

**77702 Spirometro Vitalograph Pneumotrac
Con Software Spirotrac**

Accessori

28350 Vitalograph BVF Filtri Antibatterici (50)
20303 Chiudi naso (200)
36020 Siringa di Calibrazione - 3 Litre

NUOVO VITALOGRAPH micro


Il Nuovo Spirometro Economico, ad Alte Prestazioni

Vitalograph micro™ è uno spirometro di alta qualità a un prezzo eccezionale dal fornitore leader di dispositivi per spirometria ai settori della sanità generale e della salute sul lavoro. Questo modello entry-level affidabile, facile da usare offre tutte le funzionalità richieste in uno spirometro con funzionalità complete. Il micro non ha rivali nella sua fascia di prezzo ed è la scelta ideale per test rapidi e precisi in ambienti in cui la mobilità è importante.

Il micro dispone della stessa tecnologia di misurazione ad alte prestazioni utilizzata in tutta la gamma Vitalograph e non richiede calibrazione da parte dell'utente. A differenza degli spirometri a turbina, il micro non presenta parti mobili sensibili, garantendo robustezza e la massima precisione di misurazione possibile, anche a portate molto basse o elevate.



- Modello entry-level a basso costo dal leader dei dispositivi di test di spirometria per la medicina generale e per la salute sul lavoro
- Tecnologia di misurazione costante nel tempo
- Non sono necessari costosi sensori monouso, turbine, spirette o tubi di flusso
- Nessuna calibrazione utente richiesta
- Igiene ottimale con l'uso dei filtri anti virale batterico Vitalograph (BVFTM)
- Touch screen per una operatività semplice ed intuitiva
- Vitalograph Reports Software incluso per creare referti editabili in format PDF (per stampe, archiviazione e caricamento su sistemi EMR)
- Include le più recenti equazioni e Z-scores previsti per la spirometria GLI



✓ Bassi Costi di Utilizzo



Ottima Igiene

Apparecchiature

63310 Vitalograph micro

Accessori

28350 Vitalograph BVF Filtri Antibatteri (50)
20303 Chiudi naso (200)
36020 Siringa di Precisione - 3 Litre

Vitalograph micro
L'ultimo spirometro a basso
costo e ad alte prestazioni



Vitalograph Pneumotrac
Lo spirometro ideale basato su PC per
l'assistenza sanitaria generale e la salute



Vitalograph ALPHA
Spirometri desktop da
utilizzare con o senza PC




VITALOGRAPH BVF FILTRI ANTIBATTERICI

Per Spirometri










Vitalograph BVF Filtri Antibatterici ed Antivirali

Una moderna e valida alternativa ai filtri al carbonio

- I filtri antibatterici ad alte prestazioni (BVFTM) proteggono i pazienti, il personale medico e le apparecchiature dalla contaminazione
- efficienza di filtrazione del 99.999% (TB, MRSA, influenza etc.)
- Risparmia tempo e denaro rendendo i dispositivi più facili da pulire
- Rappresenta la migliore soluzione per il sistema di gestione della qualità
- Adatto per spirometri di Vitalograph, Micro Medical, MIR, Cosmed ecc



Vantaggi della tecnologia barriera del filtro Vitalograph

		
Filtro Vitalograph	Igienico ✓	Basso costo ✓
		
Boccaglio	Igienico ✗	Basso costo ✗
		
Turbina	Igienico ✗	Basso costo ✗

Descrizione per ordini

28350 Filtro Antibatterico (Blue) (confezione da 50pezzi)

20303 Chiudi naso - (confezione da 200 pezzi)

Vitalograph è leader mondiale nella fornitura di dispositivi diagnostici cardio-respiratori di qualità eccezionale, servizi di sperimentazione clinica, audiometri e manutenzione di apparecchiature mediche. Con un patrimonio pioneristico di eccellenza che copre mezzo secolo, Vitalograph continua a fornire preziosi contributi per un'assistenza medica efficace e una migliore qualità della vita.

Medical Design & Technology è una società impegnata da oltre 15 anni nella progettazione e consulenza di strutture mediche oltre alla commercializzazione di dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico.

Offre la possibilità di avere un partner efficiente e scrupoloso che si prenderà cura della vostra struttura e vi risolverà con professionalità e discrezione tutti i problemi sia tecnici che organizzativi che una struttura medica deve risolvere ogni giorno.

Distributore Autorizzato

MEDICAL DESIGN & TECHNOLOGY SRL

VIA TANARO 21 – 20017 RHO (MI)

TEL: 02.89450862 FAX: 02.89450863

info@mdtmedical.com

www.mdtmedical.com

